

分光蛍光光度計

1. 概要

溶液試料の蛍光を測定することが可能です。

2. 特性

- 日本分光社製: FP-8250
- 液体測定用
- 測定波長範囲: 200～750 nm
- 試料セル: 3 mm x 3 mm の石英マイクロジャケット他を常備しております。



3. 設置場所

第二研究棟 B105 号室 (管理区域外)

4. 提出書類

装置担当者にお問い合わせください

5. 装置担当者、連絡先

高田匠 (内線 2679)

takata.takumi.2x@kyoto-u.ac.jp