

## 装置名:小型遠心機

### 1. 概要

生体試料用の冷却遠心分離装置。

### 2. 特性

日立工機(現・工機ホールディングス)製 CF-16RN。  
同社製アングルローターT9A31 を固定装着。最高  
回転速度:9,000 rpm、最高遠心加速度:10,600 ×g、  
全容量:50 mL 遠沈管×8 本。アダプタの装着により  
15 mL 遠沈管も 8 本使用可。RI の使用不可。使用  
前に装置担当者と必ず打ち合わせすること。

### 3. 設置場所

トレーサ棟 分光分析室(管理区域内)

### 4. 提出書類

所外の利用者:【様式3】管理区域立入願

### 5. 装置担当者、連絡先

木野内忠稔 (2440)

