

装置名:小型遠心機

1. 概要

生体試料用の冷却遠心分離装置。

2. 特性

日立工機(現・工機ホールディングス)製 CF-16RN。
同社製アングルローターT9A31 を固定装着。最高
回転速度:9,000 rpm、最高遠心加速度:10,600 ×g、
全容量:50 mL 遠沈管×8 本。アダプタの装着により
15 mL 遠沈管も 8 本使用可。RI の使用不可。使用
前に装置担当者と必ず打ち合わせすること。

3. 設置場所

トレーサ棟 分光分析室 1(管理区域内)

4. 提出書類

所外の利用者:【様式3】管理区域立入願

5. 装置担当者、連絡先

木野内忠稔 (2440)

