

装置名: 卓上微量高速遠心機



1. 概要

生体試料用の冷却遠心分離装置

2. 特性

himac 工機ホールディングス（旧・日立工機）製 CT15RE。同社製アングルローターT15A61（2mL×24本）を固定装着。最高回転速度：15,000 rpm、最高遠心加速度：21,000×g、全容量：2 mL マイクロチューブ×24本。RIの使用不可。使用前に装置担当者と必ず打ち合わせすること。

3. 設置場所

トレーサ棟 分光分析室(管理区域内)

4. 提出書類

所外の利用者：【様式3】管理区域立入願

5. 装置担当者、連絡先

木野内忠稔（2440）