

クリーンベンチ

1. 概要

主に実験で使用する培養細胞の無菌操作を行うことを目的とした設備である。

2. 特性

日本医化器械製作所製クリーンベンチ VWP-1000

- ・直気流方式・循環気流方式・両面作業型
- ・フィルタ：HEPA フィルタ
- ・風速：0.3～0.5 m/s
- ・風量：16 m³/min



3. 設置場所

トレーサー棟生物実験室 No.3A

4. 提出書類等

利用の詳細は、装置担当者に直接問い合わせること。

5. 装置担当者

鈴木実(2390)、近藤夏子(2425)

6. その他

使用希望者が多くい時は、出来る限り多くの研究者が使用できるように使用時間を制限させていただきます。