

クリオスタットマイクロトーム

1. 概要

凍結組織切片作製

2. 特性

ライカ CM1850

- ・温度設定範囲：-35℃～0℃
- ・切片厚設定範囲：1μm～60μm
- ・最大資料サイズ：55mm×55mm

3. 設置場所

トレーサー棟生物実験室 No. 3B

4. 提出書類

管理区域立入願

利用の詳細は、装置担当者に直接問い合わせること

5. 装置担当者

鈴木実（2390）、近藤夏子（2425）

