

## RI 遠赤外線小動物乾燥装置

### 1. 概要

中性子を照射し放射化した動物死体あるいは、放射線同位元素を投与した動物死体を乾燥させる装置。RI 汚染廃棄物として動物死体を専門業者に引き取らせるために必須の処理装置。

### 2. 特性

ワカイダエンジニアリング製 WINDY1000

サイズ：745(W)×1550(H)×750(D) mm

乾燥方式：遠赤外線放射セラミックス

(上、下：各1枚 ヒーター装着)

電源：3相 AC200V 20A

乾燥室容積：115L



### 3. 設置場所

トレーサー棟生物実験室 3C

### 4. 提出書類

- ・放射線管理区域立入願
- ・放射線業務従事者証明書
- ・使用後は、使用日、実施者、使用モードをノートに記載が必要。

### 5. 装置担当者、連絡先

鈴木 実 (2390)