

## 冷却遠心機（粒子線腫瘍学実験室）

### 1. 概要

生体試料用遠心分離装置。50 mL×8 本 または 15ml×24 本の溶液を一度に遠心することが可能であり、細胞回収の遠心に適している。

### 2. 特性

TOMY AX-501

15ml×24

50 mL×8本

-9 ~ 35 (1 毎)

10,000rpm : Max回転数



### 3. 設置場所

第1研究棟 (I-213)

### 4. 提出書類など

利用の詳細は、装置担当者に直接問い合わせること。

### 5. 装置担当者、連絡先

鈴木実(2390)、近藤夏子(2425)