


機器名: マイクロプレートリーダー
Multiskan FC



1. 概要

ThermoFisher scientific 社製
Multiskan FC ベーシックモデル

2. 特性

- 波長領域 340-850 nm
- 405, 450, 492, 570, 595, 620 nm 装備 (残り 2 フィルター増設可能)
- 測定速度 7 秒 96 ウェルポート
- 外部接続 USB ポート (測定結果を出力できます。)

3. 設置場所

TL 棟生物実験室 3D

4. 提出書類

利用の旨を KWFS のシステム 「出張・実験実施計画書」に記載し、「主要実験設備」
「実験装置」へ本装置を入力してください。

5. 装置担当者、連絡先

粒子線腫瘍学研究センター・粒子線腫瘍学研究分野 鈴木実 (内線: 2390)
suzuki.minoru.3x@kyoto-u.ac.jp

6. その他

- 装置使用后、必ず備え付けの使用簿ノート (写真参照) に使用日時、氏名等を記入して下さい。
- 設置場所が管理区域内ですので、放射線業務従事者のみ使用可能です。