

トレーサ棟生物実験室 3C 内動物飼養施設

1. 概要

中性子を照射し放射化したマウス、ラットあるいは、放射線同位元素を投与したマウス、ラットを飼養する装置。

放射線業務従事者のみに対応可能。

2. 特性

空調設備：オールフレッシュ送風方式で、24 時間温度制御。温度 25 度±1 度、湿度 60%±5%

(京都大学基準、日本動物実験研究会改正案対応)

飼育ラック：ネガティブラック（株）大西熱学

マウス 500 匹、ラット 100 匹収納可能

廃棄ダクト内に活性炭フィルターあり

3. 設置場所

トレーサー棟生物実験室 3C

4. 提出書類

- ・放射線業務従事者証明書
- ・放射線管理区域立入願
- ・使用者は、所属、飼育匹数を使用施設に設置されたノートに記載が必要。

5. 装置担当者、連絡先

鈴木 実 (2390)

