

機器名 クリーンベンチ (医療棟 3 階)


1. 概要

ゴミや埃、浮遊微生物などのコンタミネーションを防ぐために一定の清浄度レベルになるよう管理された囲いのついた作業台。

2. 特性

- ・ NK system, Clean Bench(対面 2 面式)
- ・ HEPA フィルター
- ・ 吸引器附属
- ・ ピペッター附属

*ガスバーナーはありません



3. 設置場所

医療棟 3 階 実験室 (管理区域外)

4. 提出書類

- ・ 事前に作業時間中の空き状況の確認を行うため、装置担当者にメールまたは電話で予定を確認してください。
- ・ 使用時は、クリーンベンチ横のノートに使用者・使用時間の記載を行ってください。

5. 装置担当者、連絡先

鈴木 実 (2390) msuzuki@rri.kyoto-u.ac.jp

