

## 機器名 CO2 インキュベーター

### 1. 概要

培養細胞を目的とした設備である。

2 台ある。

### 2. 特性

Panasonic MCO-170AIC-PJ

SANYO(パナソニックヘルスケア)

・ 温度設定範囲：+5℃～50℃

・ 炭酸ガス濃度：0%～20%

### 3. 設置場所

プレハブ実験室 No.1

### 4. 提出書類

利用には、共同利用申請が必要。その他詳細担当者へ確認。

### 5. 装置担当者、連絡先

近藤夏子（内線：2425）

