

機器名 パラフィン除去洗浄装置
Histo-Tec® PCII

1. 概要

パラフィン除去専用の洗浄装置（パラフィンクリーナー）で、病理検査における包埋作業で使用する検体カゴや包埋皿に付着したパラフィンを安全かつ効率的に除去するための装置。



2. 特性

- **温水によるパラフィン除去** 有機溶剤を使用しないため、溶剤曝露や環境汚染のリスクがない。
- **複数カゴの同時洗浄に対応** エクスプレスシリーズの検体カゴ 2 個、または VIP シリーズのカセット 75 個用カゴ 4 個を同時に洗浄可能。
- **包埋皿の洗浄にも対応** 固着したパラフィンを効率よく除去し、包埋作業の品質維持に役立つ。
- **シンプルで扱いやすい構造** 温度設定や排水が容易で、日常的なメンテナンスも簡単。

3. 設置場所

第 1 研究棟動物実験室 (I-121)

4. 提出書類

特になし

5. 装置担当者、連絡先

鈴木 実 (内線 : 2390)